

**Nom du produit :** Aiguille d'insuline 6mm Verifine

**A-INS-6MM**



### Descriptif technique :

- Verifine aiguille pour stylo injecteur
- 6 mm × 31G
- conditionnement : en boîte de 100
- Les aiguilles pour stylos à insuline Verifine sont le produit de la plus haute qualité pour les diabétiques.
- Grâce à la technologie à paroi mince (TWT), ils permettent un flux d'insuline plus facile et plus rapide.
- Des parois à trois couches soumises à une couche interne en silicone électrolytique et recouvertes d'une couche de silicone permettent une pénétration facile et presque indolore de la peau et une injection d'insuline.
- Les aiguilles Verifine sont un produit stérile dû à l'irradiation à l'OE. Ils sont utilisés pour un usage unique.
- Les aiguilles pour stylo Verifine conviennent à toutes les hormones de stylo et de semelle couramment utilisées.
- Ils peuvent être utilisés chez les enfants et principalement pour les adultes.
- Le filetage précis de l'aiguille facilite le vissage et le retrait de l'aiguille du stylo à insuline.