

Nom du produit : Berceau pour nouveau-né

BER-1



Descriptif technique :

- Berceau nouveau-né en ABS
- Roulettes silencieuses de 7,5 cm de diamètre, dont 2 à freins
- Coque transparente en plexiglass
- Matelas en mousse d'épaisseur d'~ 4cm
- Fonctions ajustables par 2 Vérins à gaz
- Proclive / Déclive : +/- 10°
- Dimensions : 850 x 520 x (770-940) mm
- Couleurs disponibles : Bleu ; Rose

