



**Nom du produit :** Chariot brancard de transport de patient

**BR-2**



### Descriptif technique :

- Chariot brancard de transport de patient dans un établissement hospitalier
- Structure en époxy
- Hauteur réglable par manivelle
- Ridelles rabattables en ABS
- Repose-tête ajustable par système à vérin à gaz
- Support pour bouteille à oxygène
- 2 pédales de verrouillage pour système de freinage centralisé
- 1 roue directionnelle centrale
- 1 potence à 4 crochets
- 2 emplacements pour potence à l'avant et à l'arrière
- 4 roues de 15,0 cm de diamètre
- Dimensions : 1900 x 640 x 550-850 mm
- Relève-buste : 0-75° (+/-10°)
- Charge maximale admissible : 200kg

