



Nom du produit : Chariot d'anesthésie en ABS 5 tiroirs

CH-AN-1



Descriptif technique :

- Chariot médical d'anesthésie en ABS
- Plateau supérieur en ABS avec rebord en inox
- 1 poignée de guidage sur côté
- Panneau supérieur suspendu à 5 casiers en ABS soutenus via une structure en acier inoxydable
- Casiers à couvercles en plastique transparent
- 5 tiroirs : 2 petits tiroirs, 2 tiroirs moyens, 1 grand tiroir de rangement
- 1 serrure centralisée
- 2 poubelles en plastique
- 1 porte déchets contaminés
- 4 roues pivotantes dont 2 avec freins à système silencieux
- Dimensions : 625 x 475 x 930 mm