



**Nom du produit :** Chariot à médicaments

**CH-MED-1**



### Descriptif technique :

- Chariot à médicaments en ABS
- 1 barrière en inox
- Plateau supérieur en ABS avec poignées moulées des deux côtés
- 5 tiroirs coulissants avec poignées pour ouverture maximale avec séparations
- 1 grand tiroir de rangement avec séparations
- 1 fermeture centralisée des tiroirs à clés
- 1 porte documents
- 2 poubelles à couvercle en plastique
- 4 roues pivotantes, dont 2 avec freins à système silencieux
- Dimensions : 620 x 410 x 930 mm