



Nom du produit : Chariot à médicaments à compartiments

CH-MED-2



Descriptif technique :

- Chariot à médicaments en ABS
- Plateau supérieur en ABS avec poignées moulées des deux côtés
- 5 tiroirs de 5 x 5 boxes pour médicaments de chaque côté
- 1 tiroir de rangement central
- 1 fermeture centralisée des tiroirs à clés
- 1 porte documents
- 2 poubelles à couvercle en plastique
- 4 roues pivotantes, dont 2 avec freins à système silencieux
- Dimensions : 750 x 475 x 950 mm