



Nom du produit : Chariot d'urgence en ABS 5 tiroirs

CH-URG-1



Descriptif technique :

- Chariot médical d'urgence en ABS
- Plateau supérieur en ABS avec rebord en inox
- Poignées moulées de guidage sur les 2 côtés du plateau
- Etagères coulissantes
- 5 tiroirs : 2 petits tiroirs, 2 tiroirs moyens, 1 grand tiroir de rangement
- 1 serrure centralisée
- 1 plateau porte-défibriateur
- 1 tige porte-sérum avec 4 crochets
- 2 poubelles en plastique
- 1 porte déchets contaminés
- 1 porte dossier
- 1 multiprise à l'arrière du chariot
- 1 support pour bouteille d'O2
- 4 roues dont 2 avec freins
- Dimensions : 750 x 475 x 920 mm