



Nom du produit : Chariot d'urgence en ABS 2 tiroirs
CH-URG-2



Descriptif technique :

- Chariot médical d'urgence en ABS
- Plateau supérieur en ABS avec rebord en inox
- Poignées moulées de guidage sur les 2 côtés du plateau
- Etagères coulissantes
- 2 tiroirs supérieurs : 1 petit tiroir et 1 tiroir moyen
- 1 armoire de rangement
- 1 serrure centralisée
- 1 plateau porte-défiibrillateur
- 1 tige porte-sérum avec 4 crochets
- 2 poubelles en plastique
- 1 porte déchets contaminés
- 1 porte dossier
- 1 support pour aiguilles
- 1 multiprise à l'arrière du chariot
- 1 support pour bouteille d'O2
- 4 roues dont 2 avec freins
- Dimensions : 625 x 475 x 930 mm