

Nom du produit : Concentrateur à Oxygène 5L

**CONC-1**



## Descriptif technique :


- **Débit** : 0-5LPM
- **Purification** : 93% (+/-3%)
- **Pression de sortie** : 0.04-0.07MPa/40KPA-70KPA/6-10PSI
- **Niveau sonore** : <=50db
- **Consommation d'énergie** : <=550W
- **Ecran LCD** : Temps de commutation, pression de fonctionnement, temps de fonctionnement, temps accumulé, fourchette 10min-40h
- **Alarme** : alimentation, pression haute et basse
- **Poids net** : 26kg
- **Dimensions** : 365 x 375 x 600 mm
- En option : Nébuliseur, Alarme Basse purification, Alarme Basse purification et Faible débit, Alarme Haute température, Oxymètre de pouce



*Humidificateur made in USA  
Pression 6PSI*



*Technologie de refroidissement  
innovante permettant une durée de  
vie plus longue*



*Grand écran LCD fonctionnant en  
continu 24h\*365D*