

CATALOGUE

DISPOSITIFS ET CONSOMMABLES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX



Produits de qualité



Qualité de service



Prix compétitifs



Un réseau de distribution
de **+400 clients** ...



... dans **+35 villes** à
travers le royaume...



... et **+15 partenaires**
internationaux



Siège social & Showroom : 49 rue Arraihane Beauséjour 20200 Casablanca Maroc



Fixe : +212 522 295 297



Portable : +212 661 141 884



Fax : +212 522 295 294



Mail : s.newlab@gmail.com / commercial.newlab@gmail.com



Site web : www.newlab.ma

QUI SOMMES-NOUS ?



Produits de qualité



Qualité de service



Prix compétitifs

Depuis plus de 12 ans, **Newlab Technologies** opère dans le secteur de la santé au Maroc.

Nous sommes spécialisés dans l'importation et la distribution de **dispositifs médicaux et paramédicaux** sur l'ensemble du territoire marocain.

Notre portefeuille de produits comprend principalement le **Mobilier médical**, l'**Aide à la marche** et l'**Orthopédie**.

Engagés, nous œuvrons quotidiennement à offrir à nos clients la solution **la plus adaptée à leurs besoins** et veillons à leur délivrer, à tout moment, le **meilleur produit**, avec le **meilleur service**, au **meilleur prix**.

Que vous soyez **revendeur, distributeur, parapharmacie, clinique** ou **cabinet de médecin**, nous serons ravis de pouvoir échanger avec vous sur **vos besoins** et nous efforcerons d'y répondre au mieux.



Un réseau de distribution de **+400 clients** ...



... dans **+35 villes** à travers le royaume...



... et **+15 partenaires** internationaux



MOBILIER MEDICAL

- Lits d'hospitalisation
- Lits de réanimation
- Matelas médicaux
- Divans & Tables d'examen
- Berceaux
- Tables gynécologiques
- Chariots-brancards
- Tabourets médicaux
- Escabeaux
- Paravents
- Tables à manger & de chevet
- Chariots médicaux
- Guéridons




Nom du produit : Lit d'hospitalisation manuel 2 positions

LHM-1



Descriptif technique :

- Lit d'hospitalisation avec 2 manivelles en plastique
- Sommier en époxy
- Plan de couchage à 4 sections
- Tête et pieds de lits amovibles en ABS
- 2 ridelles rabattables en aluminium
- 4 roulettes en ABS avec freins à pédale de 12,5cm de diamètre
- 1 potence télescopique en Inox amovible
- 4 emplacements pour potence
- Relève-buste : 0-80° (+/- 5°)
- Relève-jambes : 0-40° (+/- 5°)
- Dimensions plateforme : 1920 x 840 mm
- Dimensions extérieures : 2100 mm x 970 x 480 mm
- Poids total admissible : 200kg






Nom du produit : Lit d'hospitalisation manuel 3 positions

LHM-2



Descriptif technique :

- Lit d'hospitalisation avec 3 manivelles en plastique
- Sommier en époxy
- Plan de couchage à 4 sections
- Tête et pieds de lits amovibles en ABS
- 2 ridelles rabattables en aluminium
- 4 roulettes en ABS avec freins à pédale de 12,5cm de diamètre
- 1 potence télescopique en Inox amovible
- 4 emplacements pour potence
- Relève-buste : 0-75° (+/- 10°)
- Relève-jambes : 0-35° (+/- 10°)
- Dimensions plateforme : 1925 x 830 mm
- Dimensions extérieures : 2160 mm x 950 x (430-770) mm
- Poids total admissible : 250kg






Nom du produit : Lit d'hospitalisation électrique 3 positions avec ridelles en aluminium
LHE-1



Descriptif technique :

- Lit d'hospitalisation avec télécommande de contrôle
- Sommier en époxy
- Plan de couchage à 4 sections
- Tête et pieds de lits amovibles en ABS
- 2 ridelles rabattables en aluminium
- 4 roulettes en ABS avec freins à pédale de 12,5cm de diamètre
- 1 potence télescopique en Inox amovible
- 4 emplacements pour potence
- Relève-buste : 0-80° (+/- 5°)
- Relève-jambes : 0-40° (+/- 5°)
- Système avancé de 3 moteurs électriques
- Voltage : 220 V
- Fréquence : 50 Hz

- Dimensions plateforme : 1920 x 840 mm
- Dimensions extérieures : 2100 mm x 970 x (255-655) mm
- Poids total admissible : 200kg






Nom du produit : Lit d'hospitalisation électrique 3 positions avec ridelles en ABS
LHE-2




Descriptif technique :

- Lit d'hospitalisation avec télécommande de contrôle
- Sommier en époxy
- Plan de couchage à 4 sections
- Tête et pieds de lits amovibles en ABS
- 4 ridelles rabattables en ABS
- 4 roulettes en ABS avec freins à pédale de 12,5cm de diamètre
- 1 potence télescopique en Inox amovible
- 4 emplacements pour potence
- Relève-buste : 0-80° (+/- 5°)
- Relève-jambes : 0-40° (+/- 5°)
- Système avancé de 3 moteurs électriques
- Voltage : 220 V
- Fréquence : 50 Hz
- Dimensions plateforme : 1920 x 840 mm
- Dimensions extérieures : 2100 mm x 980 x (460-720) mm
- Poids total admissible : 200kg






Nom du produit : Lit d'hospitalisation électrique 3 positions avec ridelles en ABS premium
LHE-3



Descriptif technique :

- Lit d'hospitalisation avec télécommande de contrôle
- Sommier en époxy
- Plan de couchage à 4 sections
- Tête et pieds de lits amovibles en ABS avec design premium
- 4 "bumpers" latéraux de diamètre 65 mm
- 4 ridelles rabattables en ABS avec design premium
- 4 roulettes en ABS avec freins à pédale de 12,5cm de diamètre
- 1 potence télescopique en Inox amovible
- 4 emplacements pour potence
- Relève-buste : 0-75° (+/- 5°)
- Relève-jambes : 0-46° (+/- 5°)
- Système avancé de 3 moteurs électriques
- Voltage : 100-240 V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Dimensions plateforme : 1925 x 900 mm
- Dimensions extérieures : 2085 mm x 1025 x (430-740) mm
- Poids total admissible : 250kg






Nom du produit : Lit de réanimation 5 positions

LREA-1



Descriptif technique :

- Lit de réanimation avec télécommande de contrôle
- Commandes intégrées dans 2 ridelles latérales (intérieur et extérieur)
- Commande infirmière avec écran LCD, intégré au pied du lit
- Sommier en époxy
- Plan de couchage à 4 sections
- Tête et pieds de lits amovibles en ABS avec design premium
- 4 "bumpers" latéraux
- 4 ridelles rabattables en ABS avec design premium
- 4 roulettes double-face en ABS de 12,5cm de diamètre
- Système de freinage centralisé à pédales
- Système CPR manuel intégré
- 4 indicateurs d'angle : 0-80°
- 1 potence télescopique en Inox amovible
- 4 emplacements pour potence
- Relève-buste : 0-80° (+/- 5°)
- Relève-jambes : 0-40° (+/- 5°)
- Proclive / Déclive : +/-15° (+/-2°)
- Système avancé de 4 moteurs électriques
- Voltage : 220 V
- Fréquence : 50 Hz
- Dimensions plateforme : 1920 x 840 mm
- Dimensions extérieures : 2170 mm x 1000 x (430-710) mm
- Poids total admissible : 200kg






Nom du produit : Lit de réanimation 5 positions avec télécommande intégrée
LREA-2



Descriptif technique :

- Lit de réanimation avec télécommande de contrôle
- Commandes intégrées dans 2 ridelles latérales (intérieur et extérieur)
- Commande infirmière avec écran LCD, intégré au pied du lit
- Sommier en époxy
- Plan de couchage à 4 sections
- Tête et pieds de lits amovibles en ABS avec design premium
- 4 "bumpers" latéraux
- 4 ridelles rabattables en ABS avec design premium
- 4 roulettes double-face en ABS de 12,5cm de diamètre
- Système de freinage centralisé à pédales
- Système CPR manuel intégré
- 4 indicateurs d'angle : 0-90°
- 1 potence télescopique en Inox amovible
- 4 emplacements pour potence
- Relève-buste : 0-75° (+/- 10°)
- Relève-jambes : 0-35° (+/- 10°)
- Proclive / Déclive : +/- 12°
- Système avancé de 4 moteurs électriques
- Voltage : 100-240 V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Dimensions plateforme : 1925 x 900 mm
- Dimensions extérieures : 2280 mm x 1090 x (435-725) mm
- Poids total admissible : 250kg






Nom du produit : Lit de réanimation 5 positions avec télécommande intégrée premium
LREA-3



Descriptif technique :


- Lit de réanimation avec télécommande de contrôle
- Commandes intégrées dans 2 ridelles latérales (intérieur et extérieur)
- Commande infirmière intégrée au pied du lit
- Sommier en époxy
- Plan de couchage à 4 sections
- Tête et pieds de lits amovibles en ABS avec design premium
- 4 "bumpers" latéraux
- 4 ridelles rabattables en ABS avec design premium
- 4 roulettes double-face en ABS de 12,5cm de diamètre
- Système de freinage centralisé à pédales
- Système CPR manuel intégré
- 4 indicateurs d'angle : 0-90°
- Fonction de double régression
- 1 potence télescopique en Inox amovible
- 4 emplacements pour potence
- Relève-buste : 0-75° (+/- 5°)
- Relève-jambes : 0-32° (+/- 5°)
- Proclive / Déclive : +/- 12°
- Système avancé de 4 moteurs électriques
- Voltage : 100-240 V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Dimensions plateforme : 1925 x 900 mm
- Dimensions extérieures : 2085 mm x 1025 x (455-745) mm
- Poids total admissible : 250kg





Nom du produit : Matelas mousse 2 parties

MAT-1



Descriptif technique :

- Matelas mousse à 2 parties
- Adaptable à tout type de lit hospitalier
- Housse de matelas lavable
- Dimensions : 1925 x 900 x 80 mm



Nom du produit : Matelas mousse 4 parties

MAT-2



Descriptif technique :

- Matelas mousse à 4 parties
- Adaptable à tout type de lit hospitalier
- Housse de matelas lavable
- Dimensions : 1925 x 900 x 100 mm



Nom du produit : Matelas à air alternatif

MAT-3



Descriptif technique :

- Matelas conçu pour la prévention et le traitement des escarres de 1er stade adéquat pour les traitements à long terme et à domicile
- Très facile à installer et à mettre en place
- Nombre de cellules : 130
- Dimensions : 2000 x 900 x 70 mm
- Poids maximal admissible : 135 kg
- Le matelas est accompagné d'une pompe électrique de qualité supérieure (marquage CE)
- Voltage : 110-220 V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Fourchette de pression : 40-100 mmHg
- Pression de sortie : 6-7 L/min
- Dimensions de la pompe : 270 x 130 x 105 mm



Nom du produit : Matelas anti-escarres monobloc pour hospitalisation

MAT-4




Descriptif technique :

- Matelas médical en polyuréthane pour une utilisation en domaine hospitalier ou lors de soins à domicile
- Grâce à sa structure, le matelas permet de créer un système de ventilation qui contribue de manière significative à réduire la transpiration des patients alités
- Le matelas accompagne les mouvements du patient et contribue à réduire significativement les phénomènes de friction, de cisaillement et de macération
- Densité uniforme
- Housse bleue imperméable, antifongique, antimites et anti-feu fournie avec le matelas
- Pour un confort optimal, il est préférable d'utiliser le matelas avec sa housse d'origine
- Dimensions : adaptables selon le besoin
- Conditionnement : matelas livré compressé et roulé



Nom du produit : Matelas thérapeutique anti-escarres monobloc

MAT-5



Descriptif technique :

- Matelas médical en polyuréthane pour une utilisation en domaine hospitalier ou lors de soins à domicile
- Grâce à sa structure, le matelas permet de créer un système de ventilation qui contribue de manière significative à réduire la transpiration des patients alités
- Le matelas accompagne les mouvements du patient et contribue à réduire significativement les phénomènes de friction, de cisaillement et de macération
- Multi-densités
- Housse bleue imperméable, antifongique, antimites et anti-feu fournie avec le matelas
- Pour un confort optimal, il est préférable d'utiliser le matelas avec sa housse d'origine
- Dimensions : adaptables selon le besoin
- Conditionnement : matelas livré compressé et roulé



Nom du produit : Escabeau en acier inoxydable 1 marche

ESC-1



Descriptif technique :

- Structure en acier inoxydable
- Marche recouverte en matière plastique antidérapage
- Dimensions : 400 x 250 x 200 mm



Nom du produit : Escabeau en acier inoxydable 2 marches

ESC-2



Descriptif technique :

- Structure en acier inoxydable
- Marche recouverte en matière plastique antidérapage
- Dimensions : 400 x 500 x 400 mm



Nom du produit : Paravent en inox 2 volets

PAR-2V



Descriptif technique :

- Paravent à 2 volets
- Structure en acier inoxydable
- Panneaux lavables, roulants et pliables
- Dimensions : 1200 x 430 x 1800 mm
- Couleur : bleu ou blanc



Nom du produit : Paravent en inox 3 volets

PAR-3V



Descriptif technique :

- Paravent à 3 volets
- Structure en acier inoxydable
- Panneaux lavables, roulants et pliables
- Dimensions : 1800 x 430 x 1800 mm
- Couleur : bleu ou blanc



Nom du produit : Paravent en inox 4 volets

PAR-4V



Descriptif technique :

- Paravent à 4 volets
- Structure en acier inoxydable
- Panneaux lavables, roulants et pliables
- Dimensions : 2400 x 430 x 1800 mm
- Couleur : bleu ou blanc



Nom du produit : Potence 4 crochets avec 4 pieds en métal

POT-1




Descriptif technique :

- Potence pour hôpital, centre de soins, cabinet médical, salle d'opération ou infirmerie
- Structure en acier inoxydable
- Nettoyage facile, antimicrobien
- Support intraveineux réglable en hauteur
- Piètement en métal avec 4 roulettes
- Dimensions : 1150-2000 mm



Nom du produit : Potence 4 crochets avec 5 pieds en plastique

POT-2



Descriptif technique :

- Potence pour hôpital, centre de soins, cabinet médical, salle d'opération ou infirmerie
- Structure en acier inoxydable
- Nettoyage facile, antimicrobien
- Support intraveineux réglable en hauteur
- Piètement en plastique avec 5 roulettes
- Dimensions : 1150-2000 mm



Nom du produit : Table de chevet en ABS avec roues

TC-1



Descriptif technique :

- Table de chevet fixe en ABS
- Facile à nettoyer
- 1 plateau glissant
- 1 tiroir de rangement
- 1 placard avec 2 étagères
- Peut contenir des effets personnels (thermos, trousse de toilette, documents, ...)
- 1 porte-serviettes latéral
- Pieds en caoutchouc
- Dimensions : 480 x 480 x 760 mm



Nom du produit : Table de chevet en aluminium

TC-2



Descriptif technique :

- Table de chevet fixe en aluminium avec surface résine
- Facile à nettoyer
- 1 tiroir de rangement
- 1 placard avec 2 étagères et 2 compartiments
- Peut contenir des effets personnels (thermos, trousse de toilette, documents, ...)
- 1 porte-serviettes latéral
- Pieds en caoutchouc
- Dimensions : 520 x 430 x 770 mm



Nom du produit : Table de chevet en inox

TC-3



Descriptif technique :

- Table de chevet en inox
- Facile à nettoyer
- 1 tiroir de rangement
- 1 placard avec 2 étagères et 2 compartiments
- Peut contenir des effets personnels (thermos, trousse de toilette, documents, ...)
- 1 porte-serviettes latéral
- 4 roulettes en plastique en option
- Dimensions : 475 x 390 x 780 mm



Nom du produit : Table de chevet en bois

TC-4



Descriptif technique :

- Table de chevet fixe en bois de qualité supérieure
- Facile à nettoyer
- 1 tiroir de rangement
- 1 placard avec étagère et 2 compartiments
- Peut contenir des effets personnels (thermos, trousse de toilette, documents, ...)
- La serrure du tiroir est en option
- Dimensions : 500 x 430 x 650 mm



Nom du produit : Table de chevet combinée (avec table à manger intégrée)

TC-5



Descriptif technique :

- Table de chevet fixe en résine phénolique
- Facile à nettoyer
- 1 tiroir de rangement
- 1 étagère centrale ouverte de rangement
- 1 placard de rangement
- Peut contenir des effets personnels (thermos, trousse de toilette, documents, ...)
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- Table à manger intégrée dirigeable avec une poignée
- Hauteur maximale de la table à manger : 950 mm
- Dimensions : 510 x 480 x 750 mm



Nom du produit : Table à manger en bois basique

TAM-1



Descriptif technique :

- Table à manger pour patients hospitalisés
- 1 plateau en fibres de bois avec revêtements latéraux en PVC
- Facile à nettoyer
- Hauteur réglable par vérin à gaz
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- Piètement en U
- Dim. : 800 x 410 x 810-1110 mm



Nom du produit : Table à manger en ABS avec piètement en H
TAM-2



Descriptif technique :

- Table à manger pour patients hospitalisés
- 1 plateau en ABS
- Facile à nettoyer

- Hauteur réglable par vérin à gaz
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- Piètement en H

- Dim. : 890 x 440 x 765-1050 mm



Nom du produit : Table à manger en ABS avec piètement en U
TAM-3



Descriptif technique :

- Table à manger pour patients hospitalisés
- 1 plateau en ABS
- Facile à nettoyer
- Hauteur réglable par vérin à gaz
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- Piètement en U
- Dimensions : 730 x 430 x 800-1090 mm



Nom du produit : Table à manger en bois stratifié

TAM-4



Descriptif technique :

- Table à manger pour patients hospitalisés
- 1 plateau avec fibres de bois stratifié avec revêtement latéraux en PVC
- Facile à nettoyer
- Hauteur réglable par vérin à gaz
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- Piètement en U
- Dimensions : 770 x 385 x 800-1090 mm



Nom du produit : Table à manger avec plateau tournant

TAM-5



Descriptif technique :

- Table à manger pour patients hospitalisés
- 1 plateau en fibres de bois avec revêtements latéraux en PVC
- Plateau en 2 sections avec 1 plateau tournant
- Facile à nettoyer

- Hauteur réglable par vérin à gaz

- 4 roulettes dont 2 avec freins
- Piètement en U

- Dim. : 940 x 410 x 840-1140 mm



Nom du produit : Table à manger télescopique

TAM-6



Descriptif technique :

- Table à manger pour patients hospitalisés
- 1 plateau en PP (Polypropylène)
- Longueur ajustable sur les côtés
- Facile à nettoyer

- 2 crochets de fixation au lit

- Dim. : 870-1020 x 350 x 280 mm


Nom du produit : Berceau pour nouveau-né

BER-1



Descriptif technique :

- Berceau nouveau-né en ABS
- Roulettes silencieuses de 7,5 cm de diamètre, dont 2 à freins
- Coque transparente en plexiglass
- Matelas en mousse d'épaisseur d'~ 4cm
- Fonctions ajustables par 2 Vérins à gaz
- Proclive / Déclive : +/- 10°
- Dimensions : 850 x 520 x (770-940) mm
- Couleurs disponibles : Bleu ; Rose






Nom du produit : Berceau pour nouveau-né avec panier

BER-2



Descriptif technique :

- Berceau nouveau-né en inox de hauteur fixe
- Roulettes silencieuses dont 2 à freins
- Coque transparente en plexiglass
- Livrée avec un matelas en mousse
- 1 panier de stockage d'effets personnels
- 2 supports porte-potence à sérum
- Proclive : + 18°
- Dimensions : 810 x 520 x 990 mm
- Couleurs disponibles : Blanc ; Rose





Nom du produit : Divan en inox

DIV-1



Descriptif technique :

- Divan d'examen pour cabinet médical et salles de consultations
- Châssis en tube carré en inox
- Pieds en tube rond
- Sellerie capitonnée en mousse & simili cuir de couleur noire
- Dimensions : 1900 x 600 x 700 mm



Nom du produit : Divan en inox confort

DIV-2



Descriptif technique :

- Divan d'examen pour cabinet médical et salles de consultations
- Châssis en tube carré
- Pieds en tube carré
- Sellerie capitonnée en mousse & simili cuir
- Dimensions : 1900 x 600 x 650 mm




Nom du produit : Table d'examen électrique à 1 section

TEX-1



Descriptif technique :

- Table d'examen électrique à 1 section à hauteur réglable par télécommande
- Structure en époxy
- Sellerie capitonnée en polyuréthane, recouverte en simili cuir
- 1 coussin repose-tête
- 1 support pour drap d'examen (en option)
- Structure fixe
- Pieds en antidérapants
- Poids maximal admissible : 250kg
- 1 moteur électrique de qualité supérieure
- Alimentation : 100-240V, 50/60Hz
- Dimensions : 1900 x 600 x (500-730)mm






Nom du produit : Table d'examen électrique à 2 sections

TEX-2



Descriptif technique :

- Table d'examen électrique à 2 sections à hauteur réglable par télécommande
- Structure en époxy
- Sellerie capitonnée en polyuréthane, recouverte en simili cuir
- 1 coussin repose-tête
- 1 support pour drap d'examen (en option)
- Relève buste réglable par crémaillère
- Ajustement relève-buste : 0-75°
- 2 roulettes directionnelles
- Système de freinage central par barre-pédale
- Contrôle à pédales en option
- Poids maximal admissible : 150kg
- 1 moteur électrique de qualité supérieure
- Alimentation : 100-240V, 50/60Hz
- Dimensions : 1810 x 680 x (480-850)mm






Nom du produit : Table d'examen électrique à 3 sections

TEX-3



Descriptif technique :

- Table d'examen électrique à 3 sections à hauteur réglable par télécommande
- Structure en époxy
- Sellerie capitonnée en polyuréthane, recouverte en simili cuir
- 1 coussin repose-tête
- 1 support pour drap d'examen
- Relève buste réglable par vérin à gaz
- Ajustement relève-buste : 0-75°
- 2 roues directionnelles
- Système de freinage central par barre-pédale
- Contrôle à pédales en option
- Poids maximal admissible : 150kg
- 1 moteur électrique de qualité supérieure
- Alimentation : 100-240V, 50/60Hz
- Dimensions : 1970 x 690 x (530-970)mm






Nom du produit : Table gynécologique en métal

TGYN-1



Descriptif technique :

- Table d'examen gynécologique en époxy, à hauteur fixe
- Sellerie garnie de mousse et simili cuir noir
- Châssis en tube rond en époxy
- Cadre en époxy
- Réglage du relève buste par crémaillère sur 10 positions
- 1 cuvette amovible en inox
- 2 poignets de maintien
- 2 jambières
- 1 paire d'étriers
- Relève-buste : 0-35° ($\pm 10^\circ$)
- Relève-jambes : 0-90° ($\pm 10^\circ$)
- Dimensions : 1800 x 500 x 750 mm






Nom du produit : Table gynécologique en inox

TGYN-2



Descriptif technique :

- Table d'examen gynécologique en inox, à hauteur fixe
- Sellerie garnie de mousse et simili cuir noir
- Châssis en tube carré en inox
- Cadre en acier inoxydable
- Réglage du relève buste par crémaillère sur 10 positions
- 1 cuvette amovible en inox
- 2 poignets de maintien
- 2 jambières
- 1 paire d'étriers
- Relève-buste : 0-70° ($\pm 10^\circ$)
- Relève-jambes : 0-90° ($\pm 10^\circ$)
- Dimensions : 1820 x 500 x 800 mm





Nom du produit : Table d'accouchement télescopique

TACC-1



Descriptif technique :

- Table d'accouchement à 2 sections
- Table télescopique
- Structure en époxy
- 1 matelas antifeu, imperméable en polyuréthane d'épaisseur 10 cm facile à nettoyer
- Section du corps fixe avec 4 piètements en caoutchouc
- Section des jambes avec 2 roues
- 2 jambières ajustables
- Section du corps de dimensions : 1060 x 710 x 800 mm
- Section des jambes de dimensions : 920 x 680 x 640 mm



Nom du produit : Chariot d'urgence en ABS 5 tiroirs

CH-URG-1



Descriptif technique :

- Chariot médical d'urgence en ABS
- Plateau supérieur en ABS avec rebord en inox
- Poignées moulées de guidage sur les 2 côtés du plateau
- Etagères coulissantes
- 5 tiroirs : 2 petits tiroirs, 2 tiroirs moyens, 1 grand tiroir de rangement
- 1 serrure centralisée
- 1 plateau porte-débrillateur
- 1 tige porte-sérum avec 4 crochets
- 2 poubelles en plastique
- 1 porte déchets contaminés
- 1 porte dossier
- 1 multiprise à l'arrière du chariot
- 1 support pour bouteille d'O2
- 4 roues dont 2 avec freins
- Dimensions : 750 x 475 x 920 mm



Nom du produit : Chariot d'urgence en ABS 2 tiroirs
CH-URG-2



Descriptif technique :

- Chariot médical d'urgence en ABS
- Plateau supérieur en ABS avec rebord en inox
- Poignées moulées de guidage sur les 2 côtés du plateau
- Etagères coulissantes
- 2 tiroirs supérieurs : 1 petit tiroir et 1 tiroir moyen
- 1 armoire de rangement
- 1 serrure centralisée
- 1 plateau porte-déibrillateur
- 1 tige porte-sérum avec 4 crochets
- 2 poubelles en plastique
- 1 porte déchets contaminés
- 1 porte dossier
- 1 support pour aiguilles
- 1 multiprise à l'arrière du chariot
- 1 support pour bouteille d'O₂
- 4 roues dont 2 avec freins
- Dimensions : 625 x 475 x 930 mm



Nom du produit : Chariot d'anesthésie en ABS 5 tiroirs

CH-AN-1



Descriptif technique :

- Chariot médical d'anesthésie en ABS
- Plateau supérieur en ABS avec rebord en inox
- 1 poignée de guidage sur côté
- Panneau supérieur suspendu à 5 casiers en ABS soutenus via une structure en acier inoxydable
- Casiers à couvercles en plastique transparent
- 5 tiroirs : 2 petits tiroirs, 2 tiroirs moyens, 1 grand tiroir de rangement
- 1 serrure centralisée
- 2 poubelles en plastique
- 1 porte déchets contaminés
- 4 roues pivotantes dont 2 avec freins à système silencieux
- Dimensions : 625 x 475 x 930 mm



Nom du produit : Chariot d'anesthésie en ABS 2 tiroirs

CH-AN-2



Descriptif technique :

- Chariot médical d'anesthésie en ABS
- Plateau supérieur en ABS avec rebord en inox
- 1 poignée de guidage sur côté
- Panneau supérieur suspendu à 5 casiers en ABS soutenus via une structure en acier inoxydable
- Casiers à couvercles en plastique transparent
- 2 tiroirs et une armoire
- 1 serrure centralisée
- 2 poubelles en plastique
- 1 porte déchets contaminés
- 4 roues pivotantes dont 2 avec freins à système silencieux
- Dimensions : 673 x 480 x 920 mm



Nom du produit : Chariot à médicaments

CH-MED-1



Descriptif technique :

- Chariot à médicaments en ABS
- 1 barrière en inox
- Plateau supérieur en ABS avec poignées moulées des deux côtés
- 5 tiroirs coulissants avec poignées pour ouverture maximale avec séparations
- 1 grand tiroir de rangement avec séparations
- 1 fermeture centralisée des tiroirs à clés
- 1 porte documents
- 2 poubelles à couvercle en plastique
- 4 roues pivotantes, dont 2 avec freins à système silencieux
- Dimensions : 620 x 410 x 930 mm



Nom du produit : Chariot à médicaments à compartiments

CH-MED-2



Descriptif technique :

- Chariot à médicaments en ABS
- Plateau supérieur en ABS avec poignées moulées des deux côtés
- 5 tiroirs de 5 x 5 boxes pour médicaments de chaque côté
- 1 tiroir de rangement central
- 1 fermeture centralisée des tiroirs à clés
- 1 porte documents
- 2 poubelles à couvercle en plastique
- 4 roues pivotantes, dont 2 avec freins à système silencieux
- Dimensions : 750 x 475 x 950 mm



Nom du produit : Guéridon en inox 2 plateaux

GU-IN-2P



Descriptif technique :

- Guéridon à 2 plateaux avec structure en inox
- Garde-corps sur 3 côtés
- 4 roues avec freins
- Dimensions : 640 x 450 x 880 mm

**le bras de guidage est optionnel*



Nom du produit : Guéridon en inox 3 plateaux

GU-IN- 3P



Descriptif technique :

- Guéridon à 3 plateaux avec structure en inox
- Garde-corps sur 3 côtés
- 4 roues avec freins
- Dimensions : 640 x 450 x 880 mm

**le bras de guidage est optionnel*



Nom du produit : Guéridon en ABS 2 plateaux

GU-ABS-2P



Descriptif technique :

- Guéridon à 2 plateaux avec structure en ABS
- Garde-corps sur 3 côtés
- 4 roues avec freins
- Dimensions : 730 x 480 x 900 mm



Nom du produit : Guéridon en ABS 3 plateaux

GU-ABS-3P



Descriptif technique :

- Guéridon à 3 plateaux avec structure en ABS
- Garde-corps sur 3 côtés
- 4 roues avec freins
- Dimensions : 730 x 480 x 900 mm



Nom du produit : Chariot à pansements en inox

CH-PANS-1



Descriptif technique :

- Chariot à pansements avec structure en inox
- 2 plateaux
- 1 tiroir avec compartiments
- 1 poubelle en plastique
- Garde-corps sur 3 côtés
- 4 roues avec freins
- Dimensions : 640 x 450 x 880 mm



Nom du produit : Chariot à pansements en ABS

CH-PANS-2



Descriptif technique :

- Chariot à pansements avec structure en ABS
- 2 plateaux
- 1 tiroir avec compartiments
- 1 poubelle en plastique
- Garde-corps sur 3 côtés
- 4 roues avec freins
- Dimensions : 730 x 480 x 900 mm




Nom du produit : Chariot brancard de transport de patient en aluminium
BR-1



Descriptif technique :

- Chariot brancard de transport de patient avec structure en aluminium
- Structure en aluminium
- Brancard pouvant être séparé de la structure du chariot
- Relève-buste ajustable
- 1 panier pour effets personnels
- 4 roues avec freins
- Dimensions : 1900 x 550 x 540-880 mm
- Relève-buste : 0-75° (+/-10°)
- Charge maximale admissible : 160kg






Nom du produit : Chariot brancard de transport de patient

BR-2



Descriptif technique :

- Chariot brancard de transport de patient dans un établissement hospitalier
- Structure en époxy
- Hauteur réglable par manivelle
- Ridelles rabattables en ABS
- Repose-tête ajustable par système à vérin à gaz
- Support pour bouteille à oxygène
- 2 pédales de verrouillage pour système de freinage centralisé
- 1 roue directionnelle centrale
- 1 potence à 4 crochets
- 2 emplacements pour potence à l'avant et à l'arrière
- 4 roues de 15,0 cm de diamètre
- Dimensions : 1900 x 640 x 550-850 mm
- Relève-buste : 0-75° (+/-10°)
- Charge maximale admissible : 200kg






Nom du produit : Chariot brancard de transport de patient hydraulique
BR-3



Descriptif technique :

- Chariot brancard de transport de patient dans un établissement hospitalier
- Structure en époxy
- Hauteur réglable par pédale
- Ridelles rabattables en aluminium
- Repose-tête ajustable par système à vérin à gaz
- 2 vérins hydrauliques d'ajustement des positions de proclive / déclive
- "Bumpers" antichocs de 74 mm de diamètre pour la protection du brancard et du patient lors du transport
- 1 pédale de verrouillage pour système de freinage centralisé
- 1 roue directionnelle centrale
- 1 potence à 4 crochets
- 2 emplacements pour potence à l'avant et à l'arrière
- 4 roues de 20,0 cm de diamètre
- Relève-buste : 0-85° (+/-5°)
- Relève-jambes : 0-35° (+/-5°)
- Proclive / Déclive : +/-15°
- Dimensions : 2120 x 840 x 550-860 mm
- Poids maximal : 250 kg






Nom du produit : Chariot brancard

BR-4



Descriptif technique :

- Brancard de transport de patient en acier inoxydable à hauteur fixe
- Ridelles rabattables renforcées
- Plan de couchage amovible avec un revêtement en simili cuir
- Roulettes de 125 mm de diamètre dont 2 avec freins
- Relève-buste : 0-75°
- Dimensions : 1960 x 520 x 770 mm





Nom du produit : Tabouret sans dossier

TAB-1



Descriptif technique :

- Assise 32 cm en mousse
- Epaisseur : 6cm
- Réglage hauteur de 44 à 60 cm à vérin hydraulique
- Piètement en plastique à 5 branches



Nom du produit : Tabouret avec dossier

TAB-2



Descriptif technique :

- Assise 38cm en mousse revêtue en simili cuir
- Dossier revêtu en simili cuir ou en tissu
- Epaisseur : 8cm
- Réglage hauteur de 48 à 66 cm à vérin hydraulique
- Piètement en plastique à 5 branches
- Couleurs : différents coloris (bleu, blanc, noir, ...)



- Fauteuils roulants manuels
- Fauteuils roulants électriques
- Déambulateurs
- Garde-robes
- Cannes
- Béquilles
- Tripodes
- Quadripodes

AIDE A LA MARCHÉ

Nom du produit : Fauteuil roulant standard pour adulte
FM-1



Descriptif technique :

- Fauteuil roulant manuel pour adulte avec structure en acier chromé
- Siège et dossier en simili cuir
- Accoudoirs fixes rembourrés
- Reposes pieds détachables
- Roues avec freins manuels
- Largeur de l'assise : 46 cm
- Diamètres des roues : arrières : 58 cm /
avants : 20 cm

Nom du produit : Fauteuil roulant standard en époxy pour adulte
FM-2



Descriptif technique :

- Fauteuil roulant manuel pour adulte avec structure en époxy de couleur noire
- Siège et dossier en tissu
- Accoudoirs fixes rembourrés
- Reposes pieds détachables en plastique
- Roues avec freins manuels
- Largeur de l'assise : 46 cm
- Diamètres des roues : arrières : 58 cm /
avants : 20 cm

Nom du produit : Fauteuil roulant de luxe pour adulte

FM-3



Descriptif technique :

- Fauteuil roulant manuel luxueux pour adulte avec structure en acier chromé
- Siège et dossier en tissu
- Accoudoirs relevables
- Reposes pieds détachables
- Roues avec freins manuels
- Largeur de l'assise : 56 cm
- Diamètres des roues : arrières : 62 cm /
avants : 20 cm

Nom du produit : Fauteuil roulant standard pour enfant

FM-4



Descriptif technique :

- Fauteuil roulant manuel pour enfant avec structure en acier chromé
- Siège et dossier en tissu
- Accoudoirs fixes rembourrés
- Reposes pieds détachables
- Roues avec freins manuels
- Largeur de l'assise : 35 cm
- Diamètres des roues : arrières : 56 cm /
avants : 15 cm

Nom du produit : Fauteuil roulant de luxe pour enfant

FM-5



Descriptif technique :

- Fauteuil roulant manuel pour enfant avec structure en aluminium
- Siège et dossier en tissu
- Accoudoirs relevables
- Reposes pieds détachables
- Roues avec freins manuels
- Largeur de l'assise : 35 cm
- Diamètres des roues : arrières : 53 cm /
avants : 30 cm

Nom du produit : Fauteuil roulant électrique pour adulte

FE-1



**Disponible avec assise de couleur noire*

Descriptif technique :

- Mode manuel et électrique
- Armature en Epoxy couleur grise
- Cadre pliable
- Freins arrêt sur roues arrières
- Accoudoirs détachables
- Repose pieds détachables
- Dossier pliable
- 1 ceinture de sécurité intégrée
- Manette rétractable
- 2 petites roues d'équilibrages
- Dimensions carton ~ 84 x 44 x 80 cm
- Assise en toile de **couleur noire**
- Dimension assise ~43-45 cm
- Vitesse avant ~ 0-6 km/h
- Vitesse arrière ~ 0-3 km/h
- Puissance du moteur : 250Wx2
- Autonomie moyenne ~15-20km
- Durée de charge ~ 6h
- Batterie : 12V - 12AH x2
- Dimension des pneus :
 - arrière ~ 55 cm
 - avant ~ 25 cm
- Capacité max. ~ 120 Kg
- Poids net ~ 52 kg / brut ~ 59 kg

Nom du produit : Déambulateur standard en aluminium pour adulte

DM-1



Descriptif technique :

- Déambulateur en aluminium pour adulte
- Structure en aluminium
- Léger avec picots en caoutchouc
- Réglable en hauteur : 730-935 mm

Nom du produit : Déambulateur standard en aluminium pour adulte avec roues
DM-2



Descriptif technique :

- Déambulateur en aluminium pour adulte
- Structure en aluminium
- Léger avec picots en caoutchouc
- 2 roues à l'avant
- Réglable en hauteur : 760-935 mm

Nom du produit : Déambulateur confort en aluminium pour adulte

DM-3



Descriptif technique :

- Déambulateur luxueux en aluminium pour adulte
- Structure en aluminium de couleur marron
- Léger avec picots en caoutchouc
- Réglable en hauteur : 760-935 mm

Nom du produit : Déambulateur en aluminium pour adulte avec assise intégrée
DM-4



Descriptif technique :

- Déambulateur luxueux en aluminium pour adulte
- Structure en aluminium de couleur verte
- Léger avec picots en caoutchouc
- 2 roues à l'avant
- 1 assise intégrée
- Réglable en hauteur : 790-890 mm

Nom du produit : Déambulateur en aluminium pour enfant

DM-5



Descriptif technique :

- Déambulateur en aluminium pour enfant
- Structure en aluminium
- Léger avec picots en caoutchouc
- Réglable en hauteur : 510-610 mm

Nom du produit : Garde-robe standard pour adulte

GR-1



Descriptif technique :

- Garde-robe pour adulte
- Structure en acier chromé
- Chaise réglable en hauteur : 740-840 mm
- 1 pot et 1 couvercle en PVC
- Dimensions : 550 x 410 mm

Nom du produit : Garde-robe standard pour adulte avec roues

GR-2



Descriptif technique :

- Garde-robe pour adulte
- Structure en acier chromé
- 4 roues incluses
- Chaise réglable en hauteur : 740-840 mm
- 1 pot et 1 couvercle en PVC
- Dimensions : 550 x 410 mm

Nom du produit : Chaise toilette basique pour adulte

GR-3



Descriptif technique :

- Chaise toilette basique pour adulte avec assise et dossier en cuir
- Structure démontable en époxy
- Assise avec dossier en simili cuir
- Pot avec couvercle en plastique amovible
- Accoudoirs démontables
- Repose-pieds démontables
- 4 roues dont 2 à freins
- Dimensions : 550 x 515 x 830 mm

Nom du produit : Fauteuil-roulant garde-robe pour adulte

GR-4



Descriptif technique :

- Armature chromée
- Assise de 42 cm
- Dossier et assise en simili cuir noir
- 2 freins à main
- 2 grandes roues arrière tubeless
- 2 petites roues avant
- Repose-pieds démontables
- 1 pot avec couvercle en plastique amovible
- Accoudoirs escamotables

Nom du produit : Rollator standard pour adulte

ROL-1




Descriptif technique :

- Rollator pour adulte
- Assise en cuir noir
- Structure en aluminium de couleur bordeaux
- 2 freins à main
- 4 roues dont 2 à freins
- 1 panier central
- Dimensions : 620 x 440 x 790-900 mm

Nom du produit : Canne anglaise pour adulte

C-1



Descriptif technique :

- Canne anglaise pour adulte
- Structure en aluminium
- Tige ajustable en hauteur 960-1190 mm
- Manche anatomique fixe

Nom du produit : Canne non pliable pour adulte

C-2



Descriptif technique :

- Canne non pliable pour adulte
- Structure en aluminium
- Tige ajustable en hauteur 710-940 mm
- Manche en plastique
- Poids maximal admissible : 110kg

Nom du produit : Canne pliable pour adulte

C-3



Descriptif technique :

- Canne pliable pour adulte
- Structure en aluminium
- Tige ajustable en hauteur 960-1190 mm
- Canne pliable pouvant être rangée dans un sac
- Manche en plastique

Nom du produit : Tripode pour adulte

TRI-1



Descriptif technique :

- Tripode pour adulte
- Structure en aluminium
- Tige ajustable en hauteur 740-970 mm
- 3 pieds avec embouts en caoutchouc
- Manche en plastique

Nom du produit : Quadripode pour adulte

QUAD-1



Descriptif technique :

- Quadripode pour adulte
- Structure en aluminium
- Tige ajustable en hauteur 740-970 mm
- 4 pieds avec embouts en caoutchouc
- Manche en plastique



Résine orthopédique **NEALCAST Plus**

Ouate orthopédique

Bandes de Velpeau

Bandes de Jersey

Supports orthopédiques **STEPS**

ORTHOPEDIE



Nom du produit : Résine orthopédique NEALCAST Plus

NHC-2F
NHC-3F
NHC-4F
NHC-5F



Descriptif technique :

- Résine #1 au Japon, en Corée & aux USA
- Bandage de coulée synthétique léger en fibre de verre tissée et résine de polyuréthane activée par l'eau
- Grande « moulabilité » et bonnes extensibilité et adhérence
- Application facile
- Hygiène améliorée : irritation évitée grâce à la nature poreuse de NEALCAST Plus

NHC-2F	5cmx3.6m	NHC-4F	10cmx3.6m
NHC-3F	7.5cmx3.6m	NHC-5F	12cmx3.6m



Nom du produit : Ouate orthopédique en coton

OT7504

OT1004

OT1504



Descriptif technique :

- Port agréable et rembourrage de qualité
- Perméable à l'air et absorbe l'humidité avec un effet thermorégulateur
- Maintien la peau des patients confortablement au sec
- Adéquate pour le traitement des fractures et des problèmes orthopédiques

OT7504	7.5cmx4m	10 roul./sachet
OT1004	10cmx4m	10 roul./sachet
OT1504	15cmx4m	10 roul./sachet



Nom du produit : Bande de Velpeau

VL1045

VL1545

VL2045



Descriptif technique :

- Bande extensible en coton agréable sur la peau
- Adéquate pour protéger les poignets, les coudes, les chevilles et les genoux contre les entorses et les foulures
- Bande lavable et réutilisable

VL1045	10cmx4.5m	12 roul./sachet
VL1545	15cmx4.5m	12 roul./sachet
VL2045	20cmx4.5m	6 roul./sachet



Nom du produit : Bande de Jersey en coton

JS7504
 JS1004
 JS1504
 JS7525
 JS1025
 JS1525



Descriptif technique :

- Bande tubulaire douce pour la peau du patient

JS7504	7.5cmx4m
JS1004	10cmx4m
JS1504	15cmx4m
JS7525	7.5cmx25m
JS1025	10cmx25m
JS1525	15cmx25m

Supports orthopédiques STEPS

Référence	Désignation	Dimensions	Photo
101	Collier cervical mousse	Taille S M L	
102	Collier cervical rigide Nelson	Taille S M L	
103	Collier Philadelphia	Taille S M L	
202	Support bras en tissu perforé	Taille M L XL	
204	Immobilisateur de bras et d'épaule	Taille Standard	
205	Attelle claviculaire	Taille Standard	



Supports orthopédiques STEPS

Référence	Désignation	Dimensions		Photo
206	Coussin d'abduction 30°	Taille	Standard	
207	Coussin d'abduction 60°	Taille	Standard	
304	Attelle d'immobilisation du poignet	Taille	Standard	<p>Gauche - Droite</p>
306	Attelle d'immobilisation poignet-pouce	Taille	Standard	<p>Gauche - Droite</p>
307	Attelle de pouce	Taille	Standard	
314	Serre-poignet	Taille	Standard	

Supports orthopédiques STEPS

Référence	Désignation	Dimensions	Photo												
402	Ceinture abdominale sans attelle	Taille Standard													
402 / A	Ceinture abdominale avec attelle	<table border="1"> <tr> <td>Taille</td> <td>M</td> <td>L</td> <td>XL</td> </tr> <tr> <td>Taille</td> <td>XXL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Taille</td> <td colspan="3">Standard</td> </tr> </table>	Taille	M	L	XL	Taille	XXL			Taille	Standard			
Taille	M	L	XL												
Taille	XXL														
Taille	Standard														
411	Ceinture thoracique	<table border="1"> <tr> <td>Taille</td> <td>S</td> <td>M</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>Taille</td> <td>XL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Taille</td> <td colspan="3">Standard</td> </tr> </table>	Taille	S	M	L	Taille	XL			Taille	Standard			
Taille	S	M	L												
Taille	XL														
Taille	Standard														
412	Ceinture lombaire avec attelle	Taille Standard													
416	Ceinture de soutien scrotal suspensif	Taille Standard	<p>Gauche - Droite</p> 												
426	Ceinture de grossesse	Taille Standard													

Supports orthopédiques STEPS

Référence	Désignation	Dimensions			Photo	
428	Ceinture colostomie	Taille	Standard			
503	Genouillère simple ouverte	Taille	Standard			
505	Genouillère ligamentaire ouverte	Taille	Standard			
509	Bandage de la rotule	Taille	Standard			
511	Genouillère ouverte articulée	Taille	Standard			
512	Attelle d'immobilisation du genou	Taille	45 cm	55 cm	65 cm	

Supports orthopédiques STEPS

Référence	Désignation	Dimensions	Photo								
650	Chaussures à plâtre	<table border="1"> <tr> <th>Taille</th> <td>S</td> <td>M</td> <td>L</td> </tr> </table>	Taille	S	M	L					
Taille	S	M	L								
801	Attelle au doigt type grenouille	<table border="1"> <tr> <th>Taille</th> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </table>	Taille	1	2	3					
Taille	1	2	3								
802	Attelle de doigt de baseball	<table border="1"> <tr> <th>Taille</th> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </table>	Taille	1	2	3					
Taille	1	2	3								
803	Attelle de support de doigt de maillet	<table border="1"> <tr> <th>Taille</th> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </table>	Taille	1	2	3					
Taille	1	2	3								
804	Attelle pour doigt courbé	<table border="1"> <tr> <th>Taille</th> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </table>	Taille	1	2	3					
Taille	1	2	3								
CH-1300	Chaussette de contention veineuse	<table border="1"> <tr> <th>Taille</th> <td>M</td> <td>L</td> <td>XL</td> </tr> <tr> <th>PO/PF</th> <td>XXL</td> <td>3XL</td> <td>4XL</td> </tr> </table>	Taille	M	L	XL	PO/PF	XXL	3XL	4XL	
Taille	M	L	XL								
PO/PF	XXL	3XL	4XL								

Supports orthopédiques STEPS

Référence

Désignation

Dimensions

Photo

CO-1300

Collant de contention
veineuse

Taille	M	L	XL
PO/PF	XXL	3XL	4XL

CO-1300




BA-1300

Bas cuisse

Taille	M	L	XL
PO/PF	XXL	3XL	4XL

BA-1300



« Découvrez la gamme complète de supports orthopédiques **STEPS**, conçue pour vous offrir un confort et un soutien optimaux à chaque étape de votre rétablissement.

Les produits **STEPS** sont soigneusement élaborés pour répondre à vos besoins uniques et fabriqués avec des matériaux de haute qualité, garantissant ainsi une durabilité exceptionnelle et une adaptation parfaite à votre morphologie.

Faites confiance à la gamme de supports orthopédiques **STEPS** pour accompagner votre rétablissement en toute confiance. »



Concentrateurs à Oxygène

AUTRES

Nom du produit : Concentrateur à Oxygène 5L

CONC-1



Descriptif technique :


- **Débit** : 0-5LPM
- **Purification** : 93% (+/-3%)
- **Pression de sortie** : 0.04-0.07MPa/40KPA-70KPA/6-10PSI
- **Niveau sonore** : <=50db
- **Consommation d'énergie** : <=550W
- **Ecran LCD** : Temps de commutation, pression de fonctionnement, temps de fonctionnement, temps accumulé, fourchette 10min-40h
- **Alarme** : alimentation, pression haute et basse
- **Poids net** : 26kg
- **Dimensions** : 365 x 375 x 600 mm
- En option : Nébuliseur, Alarme Basse purification, Alarme Basse purification et Faible débit, Alarme Haute température, Oxymètre de pouce



*Humidificateur made in USA
Pression 6PSI*



*Technologie de refroidissement
innovante permettant une durée de
vie plus longue*



*Grand écran LCD fonctionnant en
continu 24h*365D*

Nom du produit : Concentrateur à Oxygène 10L

CONC-2



Descriptif technique :


- **Débit** : 0-10LPM
- **Purification** : 93% (+/-3%)
- **Pression de sortie** : 0.04-0.07MPA(6-10PSI)
- **Niveau sonore** : <=50db
- **Consommation d'énergie** : <=880W
- **Ecran LCD** : Temps de commutation, pression de fonctionnement, temps de fonctionnement, temps accumulé, fourchette 10min-40h
- **Alarme** : alimentation, pression haute et basse
- **Poids net** : 27kg
- **Dimensions** : 365 x 375 x 600 mm
- En option : Nébuliseur, Alarme Basse purification, Alarme Basse purification et Faible débit, Alarme Haute température, Oxymètre de pouce



*Humidificateur made in USA
Pression 6PSI*




*Technologie de refroidissement
innovante permettant une durée de
vie plus longue*



*Grand écran LCD fonctionnant en
continu 24h*365D*

Nom du produit : Glucomètre Contour Plus

GC-CP



Descriptif technique :

- Précis : fournit des résultats proches de ceux obtenus en laboratoire afin que vous puissiez effectuer vos tests en toute confiance,
- No Coding™ et aucune configuration requise : utilisable immédiatement,
- Fonction Second-Chance™ : permet aux patients d'appliquer plus de sang sur la même bandelette réactive si le premier échantillon n'était pas suffisant,
- Plages de cibles HI/LO (élevé/bas) personnalisées,
- Récapitulatifs hebdomadaires HI/LO (élevé/bas) pour offrir une vue d'ensemble de votre glycémie actuelle,
- Moyennes sur 7, 14 et 30 jours,
- Marqueurs de repas pour vous aider à comprendre l'impact des aliments sur votre glycémie,
- Rappels sonores pour vous aider à ne pas oublier de faire un test après un repas,

KIT :

- 1 : Lecteur de Glycémie
- 1 : Stylo autopiqueur
- 5 : Bandelettes
- 5 : Lancettes
- 1 : Pochette de rangement

Nom du produit : Glucomètre On Call Plus

GC-OCP



Descriptif technique :

- On-Call-Plus lecteur de glycémie On-Call ® Plus
- Système de surveillance de la glycémie On-Call ® Plus système biocapteur offre des résultats précis, pratique et abordable. Choisissez entre deux différents On Call® systèmes pour mieux l'adapter à votre style de vie et de gérer votre diabète.

La nouvelle On-Call ® Plus système de capteurs bio offre:

- Des résultats fiables dans les 10 secondes
- 1 µL d'échantillon de sang contribue à minimiser la douleur
- Gestion avancée des données
- Auto-codage
- Mémoire de 300 testes avec date et heure
- Lecteur de glycémie

Nom du produit : Glucomètre Accu-Check Active

GC-ACC



Descriptif technique :

- Instantané, facile, et sûr comme toujours- mais aujourd'hui avec un nouveau look! Le nouveau lecteur de glycémie

Accu-Chek Active se caractérise par :

- Plus de sécurité. Alerte d'expiration de la bandelette en vue de garantir des résultats fiables .
- Plus d'outils de gestion du diabète. Possibilité de marquer les tests et les moyennes préprandiaux et postprandiaux pour mieux comprendre l'effet des aliments sur la glycémie.
- Une mémoire plus grande. 350 résultats avec la date et l'heure.
- Plus de moyennes des résultats. Les moyennes sur les 7, 14 et 30 jours vous aident à suivre les tendances de votre taux de glucose.

Nom du produit : Bandelettes Contour Plus B/25

BD-CP25



Descriptif technique :

- Bandelettes réactives Pour la mesure de la glycémie dans le sang à utiliser avec les glucomètres: CONTOUR PLUS
- 25 bandelettes

Nom du produit : Bandelettes Contour Plus B/50

BD-CP50



Descriptif technique :

- Bandelettes réactives Pour la mesure de la glycémie dans le sang à utiliser avec les glucomètres: CONTOUR PLUS
- 50 bandelettes

Nom du produit : Bandelettes On Call Plus B/50

BD-OCP50



Descriptif technique :

- Bandelettes réactives Pour la mesure de la glycémie dans le sang à utiliser avec les glucomètres:
 - On Call Plus II.
 - On Call Plus.
 - On Call EZ II.
- Fournies avec un code puce.

Nom du produit : Bandelettes Accu-Check Active B/25
BD-ACC25




Descriptif technique :

- Bandelettes réactives Pour la mesure de la glycémie dans le sang à utiliser avec les glucomètres: ACCU-CHECK
- 25 bandelettes

Nom du produit : Lancettes jetables standard


LAN-STD



Descriptif technique :

- Lancettes Glucomètre - 100 Unités Permettent de piquer le doigt sans douleur pour un test de glycémie
- (Il faut ajuster la profondeur de la lancette en fonction de son type de peau à l'aide des vitesses du stylo piqueur)

Nom du produit : Lancettes jetables compatibles Accu-Check
LAN-ACC



Descriptif technique :

- Lancettes Glucomètre - 100 Unités Permettent de piquer le doigt sans douleur pour un test de glycémie
- (Il faut ajuster la profondeur de la lancette en fonction de son type de peau à l'aide des vitesses du stylo piqueur)

Nom du produit : Aiguille d'insuline 4mm Verifine

A-INS-4MM



Descriptif technique :

- Les aiguilles pour stylos à insuline Verifine sont le produit de la plus haute qualité pour les diabétiques.
- Grâce à la technologie à paroi mince (TWT), ils permettent un flux d'insuline plus facile et plus rapide.
- Des parois à trois couches soumises à une couche interne en silicone électrolytique et recouvertes d'une couche de silicone permettent une pénétration facile et presque indolore de la peau et une injection d'insuline.
- Les aiguilles Verifine sont un produit stérile dû à l'irradiation à l'OE. Ils sont utilisés pour un usage unique.
- Les aiguilles pour stylo Verifine conviennent à toutes les hormones de stylo et de semelle couramment utilisées.
- Ils peuvent être utilisés chez les enfants et principalement pour les adultes.
- Le filetage précis de l'aiguille facilite le vissage et le retrait de l'aiguille du stylo à insuline.

Nom du produit : Aiguille d'insuline 6mm Verifine

A-INS-6MM



Descriptif technique :

- Verifine aiguille pour stylo injecteur
- 6 mm × 31G
- conditionnement : en boîte de 100
- Les aiguilles pour stylos à insuline Verifine sont le produit de la plus haute qualité pour les diabétiques.
- Grâce à la technologie à paroi mince (TWT), ils permettent un flux d'insuline plus facile et plus rapide.
- Des parois à trois couches soumises à une couche interne en silicone électrolytique et recouvertes d'une couche de silicone permettent une pénétration facile et presque indolore de la peau et une injection d'insuline.
- Les aiguilles Verifine sont un produit stérile dû à l'irradiation à l'OE. Ils sont utilisés pour un usage unique.
- Les aiguilles pour stylo Verifine conviennent à toutes les hormones de stylo et de semelle couramment utilisées.
- Ils peuvent être utilisés chez les enfants et principalement pour les adultes.
- Le filetage précis de l'aiguille facilite le vissage et le retrait de l'aiguille du stylo à insuline.

Nom du produit : Aiguille d'insuline 8mm Verifine

A-INS-8MM



Descriptif technique :

- Stylo à insuline aiguille stérile jetable l'aiguille.
- palstic est rapide et pratique d'injection d'insuline.
- L'insuline aiguilles pour stylo sont faciles à utiliser.

Nom du produit : Tensiomètre électronique brassard Dr. SHULLER
TENS-DR-SH



Descriptif technique :

- Tensiomètre à Bras
- Très grand écran LCD pour une visualisation facile avec des lectures claires et précises.
- Les gros caractères et les symboles simples facilitent la lecture, quel que soit l'angle
- Le brassard de pressurisation automatique permet des lectures plus rapides et plus faciles que les tensiomètres traditionnels (nécessite 4 piles AA)

Nom du produit : Tensiomètre électronique poignet Konfort

TENS-KONF



Descriptif technique :

- Tensiomètre automatique pour le poignet
- - Gonflage intelligent
- - Ecran large
- - 60 enregistrements

Nom du produit : Brassard pour tensiomètre adulte

BRA-STD



Descriptif technique :

- Brassard monotube pour la mesure de la tension artérielle.
- Peut être utilisé sur le moniteur patient ou le tensiomètre.

INFORMATIONS GENERALES

Chers clients,

Cette nouvelle version de la **Newlab'Brochure** a pour objectif de vous rapprocher de nos produits et de vous donner une vision globale des principaux produits que nous commercialisons.

Pour plus de détails sur les produits, vous pouvez demander **nos fiches produits** auprès de nos commerciaux.

La **Newlab'Brochure** n'est pas exhaustive et il convient de nous consulter en cas de besoin.

Nous veillons ainsi continuellement à introduire régulièrement **de nouveaux produits** et **références** en adéquation avec **les besoins de nos clients**.

Nos conditions de **vente** et de **livraison** se présentent comme suit :

- **Newlab Technologies** s'engage à servir ses clients dans les meilleurs délais sur tout le territoire marocain à travers ses **propres moyens** ou à travers **son partenaire de distribution** qui garantit **des tarifs préférentiels** à ses clients.
- Les **modes de règlement** sont à définir avec nos clients en fonction des besoins et des commandes.
- Vous pouvez **passer votre commande** en nous contactant **par téléphone** ou en contactant directement **nos commerciaux** :

**+212 522 295 297 / +212 661 141 884 / +212 661 638 683 /
+212 661 607 020 / +212 668 968 322**

- Vous pouvez également nous adresser vos commandes **par mail** aux adresses suivantes :

s.newlab@gmail.com / commercial.newlab@gmail.com

L'équipe commerciale



Siège social & Showroom :

49 rue Arraihane Beauséjour
20 200 Casablanca Maroc

Tél : +212 522 295 297

Fax : +212 522 295 294

Mail : s.newlab@gmail.com

Site web : www.newlab.ma