

CATALOGUE AIDE A LA MARCHE

DISPOSITIFS ET CONSOMMABLES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX



Produits de qualité



Qualité de service



Prix compétitifs



Un réseau de distribution
de **+400 clients** ...



... dans **+35 villes** à
travers le royaume...



... et **+15 partenaires**
internationaux



Siège social & Showroom : 49 rue Arraihane Beauséjour 20200 Casablanca Maroc



Fixe : +212 522 295 297



Portable : +212 661 141 884



Fax : +212 522 295 294



Mail : s.newlab@gmail.com / commercial.newlab@gmail.com



Site web : www.newlab.ma

QUI SOMMES-NOUS ?



Produits de qualité



Qualité de service



Prix compétitifs

Depuis plus de 12 ans, **Newlab Technologies** opère dans le secteur de la santé au Maroc.

Nous sommes spécialisés dans l'importation et la distribution de **dispositifs médicaux et paramédicaux** sur l'ensemble du territoire marocain.

Notre portefeuille de produits comprend principalement le **Mobilier médical**, l'**Aide à la marche** et l'**Orthopédie**.

Engagés, nous œuvrons quotidiennement à offrir à nos clients la solution **la plus adaptée à leurs besoins** et veillons à leur délivrer, à tout moment, le **meilleur produit**, avec le **meilleur service**, au **meilleur prix**.

Que vous soyez **revendeur, distributeur, parapharmacie, clinique** ou **cabinet de médecin**, nous serons ravis de pouvoir échanger avec vous sur **vos besoins** et nous efforcerons d'y répondre au mieux.



Un réseau de distribution de **+400 clients** ...



... dans **+35 villes** à travers le royaume...



... et **+15 partenaires** internationaux



- Fauteuils roulants manuels
- Fauteuils roulants électriques
- Déambulateurs
- Garde-robes
- Cannes
- Béquilles
- Tripodes
- Quadripodes

AIDE A LA MARCHÉ

Nom du produit : Fauteuil roulant standard pour adulte
FM-1



Descriptif technique :

- Fauteuil roulant manuel pour adulte avec structure en acier chromé
- Siège et dossier en simili cuir
- Accoudoirs fixes rembourrés
- Reposes pieds détachables
- Roues avec freins manuels
- Largeur de l'assise : 46 cm
- Diamètres des roues : arrières : 58 cm /
avants : 20 cm



Nom du produit : Fauteuil roulant standard en époxy pour adulte
FM-2



Descriptif technique :

- Fauteuil roulant manuel pour adulte avec structure en époxy de couleur noire
- Siège et dossier en tissu
- Accoudoirs fixes rembourrés
- Reposes pieds détachables en plastique
- Roues avec freins manuels
- Largeur de l'assise : 46 cm
- Diamètres des roues : arrières : 58 cm /
avants : 20 cm

Nom du produit : Fauteuil roulant de luxe pour adulte

FM-3



Descriptif technique :

- Fauteuil roulant manuel luxueux pour adulte avec structure en acier chromé
- Siège et dossier en tissu
- Accoudoirs relevables
- Reposes pieds détachables
- Roues avec freins manuels
- Largeur de l'assise : 56 cm
- Diamètres des roues : arrières : 62 cm /
avants : 20 cm

Nom du produit : Fauteuil roulant standard pour enfant

FM-4



Descriptif technique :

- Fauteuil roulant manuel pour enfant avec structure en acier chromé
- Siège et dossier en tissu
- Accoudoirs fixes rembourrés
- Reposes pieds détachables
- Roues avec freins manuels
- Largeur de l'assise : 35 cm
- Diamètres des roues : arrières : 56 cm /
avants : 15 cm

Nom du produit : Fauteuil roulant de luxe pour enfant

FM-5



Descriptif technique :

- Fauteuil roulant manuel pour enfant avec structure en aluminium
- Siège et dossier en tissu
- Accoudoirs relevables
- Reposes pieds détachables
- Roues avec freins manuels
- Largeur de l'assise : 35 cm
- Diamètres des roues : arrières : 53 cm /
avants : 30 cm

Nom du produit : Fauteuil roulant électrique pour adulte

FE-1



**Disponible avec assise de couleur noire*

Descriptif technique :

- Mode manuel et électrique
- Armature en Epoxy couleur grise
- Cadre pliable
- Freins arrêt sur roues arrières
- Accoudoirs détachables
- Repose pieds détachables
- Dossier pliable
- 1 ceinture de sécurité intégrée
- Manette rétractable
- 2 petites roues d'équilibrages
- Dimensions carton ~ 84 x 44 x 80 cm
- Assise en toile de **couleur noire**
- Dimension assise ~43-45 cm
- Vitesse avant ~ 0-6 km/h
- Vitesse arrière ~ 0-3 km/h
- Puissance du moteur : 250Wx2
- Autonomie moyenne ~15-20km
- Durée de charge ~ 6h
- Batterie : 12V - 12AH x2
- Dimension des pneus :
 - arrière ~ 55 cm
 - avant ~ 25 cm
- Capacité max. ~ 120 Kg
- Poids net ~ 52 kg / brut ~ 59 kg

Nom du produit : Déambulateur standard en aluminium pour adulte

DM-1



Descriptif technique :

- Déambulateur en aluminium pour adulte
- Structure en aluminium
- Léger avec picots en caoutchouc
- Réglable en hauteur : 730-935 mm

Nom du produit : Déambulateur standard en aluminium pour adulte avec roues
DM-2



Descriptif technique :

- Déambulateur en aluminium pour adulte
- Structure en aluminium
- Léger avec picots en caoutchouc
- 2 roues à l'avant
- Réglable en hauteur : 760-935 mm

Nom du produit : Déambulateur confort en aluminium pour adulte

DM-3



Descriptif technique :

- Déambulateur luxueux en aluminium pour adulte
- Structure en aluminium de couleur marron
- Léger avec picots en caoutchouc
- Réglable en hauteur : 760-935 mm

Nom du produit : Déambulateur en aluminium pour adulte avec assise intégrée
DM-4



Descriptif technique :

- Déambulateur luxueux en aluminium pour adulte
- Structure en aluminium de couleur verte
- Léger avec picots en caoutchouc
- 2 roues à l'avant
- 1 assise intégrée
- Réglable en hauteur : 790-890 mm

Nom du produit : Déambulateur en aluminium pour enfant

DM-5



Descriptif technique :

- Déambulateur en aluminium pour enfant
- Structure en aluminium
- Léger avec picots en caoutchouc
- Réglable en hauteur : 510-610 mm

Nom du produit : Garde-robe standard pour adulte

GR-1



Descriptif technique :

- Garde-robe pour adulte
- Structure en acier chromé
- Chaise réglable en hauteur : 740-840 mm
- 1 pot et 1 couvercle en PVC
- Dimensions : 550 x 410 mm

Nom du produit : Garde-robe standard pour adulte avec roues

GR-2



Descriptif technique :

- Garde-robe pour adulte
- Structure en acier chromé
- 4 roues incluses
- Chaise réglable en hauteur : 740-840 mm
- 1 pot et 1 couvercle en PVC
- Dimensions : 550 x 410 mm

Nom du produit : Chaise toilette basique pour adulte

GR-3



Descriptif technique :

- Chaise toilette basique pour adulte avec assise et dossier en cuir
- Structure démontable en époxy
- Assise avec dossier en simili cuir
- Pot avec couvercle en plastique amovible
- Accoudoirs démontables
- Repose-pieds démontables
- 4 roues dont 2 à freins
- Dimensions : 550 x 515 x 830 mm



Nom du produit : Fauteuil-roulant garde-robe pour adulte

GR-4



Descriptif technique :

- Armature chromée
- Assise de 42 cm
- Dossier et assise en simili cuir noir
- 2 freins à main
- 2 grandes roues arrière tubeless
- 2 petites roues avant
- Repose-pieds démontables
- 1 pot avec couvercle en plastique amovible
- Accoudoirs escamotables

Nom du produit : Rollator standard pour adulte

ROL-1



Descriptif technique :

- Rollator pour adulte
- Assise en cuir noir
- Structure en aluminium de couleur bordeaux
- 2 freins à main
- 4 roues dont 2 à freins
- 1 panier central
- Dimensions : 620 x 440 x 790-900 mm

Nom du produit : Béquille standard

BEQ-S
BEQ-M
BEQ-L




Descriptif technique :

- Béquilles pour adulte
- Structure en aluminium
- Tige ajustable en hauteur
- Ajustement S : 950-1150 mm
- Ajustement M : 1150-1350 mm
- Ajustement L : 1350-1550 mm

Nom du produit : Canne anglaise pour adulte

C-1



Descriptif technique :

- Canne anglaise pour adulte
- Structure en aluminium
- Tige ajustable en hauteur 960-1190 mm
- Manche anatomique fixe

Nom du produit : Canne non pliable pour adulte

C-2



Descriptif technique :

- Canne non pliable pour adulte
- Structure en aluminium
- Tige ajustable en hauteur 710-940 mm
- Manche en plastique
- Poids maximal admissible : 110kg

Nom du produit : Canne pliable pour adulte

C-3



Descriptif technique :

- Canne pliable pour adulte
- Structure en aluminium
- Tige ajustable en hauteur 960-1190 mm
- Canne pliable pouvant être rangée dans un sac
- Manche en plastique

Nom du produit : Tripode pour adulte

TRI-1



Descriptif technique :

- Tripode pour adulte
- Structure en aluminium
- Tige ajustable en hauteur 740-970 mm
- 3 pieds avec embouts en caoutchouc
- Manche en plastique

Nom du produit : Quadripode pour adulte

QUAD-1



Descriptif technique :

- Quadripode pour adulte
- Structure en aluminium
- Tige ajustable en hauteur 740-970 mm
- 4 pieds avec embouts en caoutchouc
- Manche en plastique

INFORMATIONS GENERALES

Chers clients,

Cette nouvelle version de la **Newlab'Brochure** a pour objectif de vous rapprocher de nos produits et de vous donner une vision globale des principaux produits que nous commercialisons.

Pour plus de détails sur les produits, vous pouvez demander **nos fiches produits** auprès de nos commerciaux.

La **Newlab'Brochure** n'est pas exhaustive et il convient de nous consulter en cas de besoin.

Nous veillons ainsi continuellement à introduire régulièrement **de nouveaux produits** et **références** en adéquation avec **les besoins de nos clients**.

Nos conditions de **vente** et de **livraison** se présentent comme suit :

- **Newlab Technologies** s'engage à servir ses clients dans les meilleurs délais sur tout le territoire marocain à travers ses **propres moyens** ou à travers **son partenaire de distribution** qui garantit **des tarifs préférentiels** à ses clients.
- Les **modes de règlement** sont à définir avec nos clients en fonction des besoins et des commandes.
- Vous pouvez **passer votre commande** en nous contactant **par téléphone** ou en contactant directement **nos commerciaux** :

**+212 522 295 297 / +212 661 141 884 / +212 661 638 683 /
+212 661 607 020 / +212 668 968 322**

- Vous pouvez également nous adresser vos commandes **par mail** aux adresses suivantes :

s.newlab@gmail.com / commercial.newlab@gmail.com

L'équipe commerciale



Siège social & Showroom :

49 rue Arraihane Beauséjour
20 200 Casablanca Maroc

Tél : +212 522 295 297

Fax : +212 522 295 294

Mail : s.newlab@gmail.com

Site web : www.newlab.ma