

# CATALOGUE AUTRES

## DISPOSITIFS ET CONSOMMABLES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX



**Produits de qualité**



**Qualité de service**



**Prix compétitifs**



Un réseau de distribution  
de **+400 clients** ...



... dans **+35 villes** à  
travers le royaume...



... et **+15 partenaires**  
internationaux



**Siège social & Showroom** : 49 rue Arraihane Beauséjour 20200 Casablanca Maroc



**Fixe** : +212 522 295 297



**Portable** : +212 661 141 884



**Fax** : +212 522 295 294



**Mail** : s.newlab@gmail.com / commercial.newlab@gmail.com



**Site web** : [www.newlab.ma](http://www.newlab.ma)

# QUI SOMMES-NOUS ?



**Produits de qualité**



**Qualité de service**



**Prix compétitifs**

Depuis plus de 12 ans, **Newlab Technologies** opère dans le secteur de la santé au Maroc.

Nous sommes spécialisés dans l'importation et la distribution de **dispositifs médicaux et paramédicaux** sur l'ensemble du territoire marocain.

Notre portefeuille de produits comprend principalement le **Mobilier médical**, l'**Aide à la marche** et l'**Orthopédie**.

**Engagés**, nous œuvrons quotidiennement à offrir à nos clients la solution **la plus adaptée à leurs besoins** et veillons à leur délivrer, à tout moment, le **meilleur produit**, avec le **meilleur service**, au **meilleur prix**.

Que vous soyez **revendeur, distributeur, parapharmacie, clinique** ou **cabinet de médecin**, nous serons ravis de pouvoir échanger avec vous sur **vos besoins** et nous efforcerons d'y répondre au mieux.



Un réseau de distribution de **+400 clients** ...



... dans **+35 villes** à travers le royaume...



... et **+15 partenaires** internationaux



Concentrateurs à Oxygène

**AUTRES**

Nom du produit : Concentrateur à Oxygène 5L

**CONC-1**



## Descriptif technique :


- **Débit** : 0-5LPM
- **Purification** : 93% (+/-3%)
- **Pression de sortie** : 0.04-0.07MPa/40KPA-70KPA/6-10PSI
- **Niveau sonore** : <=50db
- **Consommation d'énergie** : <=550W
- **Ecran LCD** : Temps de commutation, pression de fonctionnement, temps de fonctionnement, temps accumulé, fourchette 10min-40h
- **Alarme** : alimentation, pression haute et basse
- **Poids net** : 26kg
- **Dimensions** : 365 x 375 x 600 mm
- En option : Nébuliseur, Alarme Basse purification, Alarme Basse purification et Faible débit, Alarme Haute température, Oxymètre de pouce



*Humidificateur made in USA  
Pression 6PSI*



*Technologie de refroidissement  
innovante permettant une durée de  
vie plus longue*



*Grand écran LCD fonctionnant en  
continu 24h\*365D*

Nom du produit : Concentrateur à Oxygène 10L

**CONC-2**



## Descriptif technique :

- **Débit** : 0-10LPM
- **Purification** : 93% (+/-3%)
- **Pression de sortie** : 0.04-0.07MPA(6-10PSI)
- **Niveau sonore** : <=50db
- **Consommation d'énergie** : <=880W
- **Ecran LCD** : Temps de commutation, pression de fonctionnement, temps de fonctionnement, temps accumulé, fourchette 10min-40h
- **Alarme** : alimentation, pression haute et basse
- **Poids net** : 27kg
- **Dimensions** : 365 x 375 x 600 mm
- En option : Nébuliseur, Alarme Basse purification, Alarme Basse purification et Faible débit, Alarme Haute température, Oxymètre de pouce



*Humidificateur made in USA  
Pression 6PSI*




*Technologie de refroidissement  
innovante permettant une durée de  
vie plus longue*



*Grand écran LCD fonctionnant en  
continu 24h\*365D*

Nom du produit : Glucomètre Contour Plus

**GC-CP**



## Descriptif technique :

- Précis : fournit des résultats proches de ceux obtenus en laboratoire afin que vous puissiez effectuer vos tests en toute confiance,
- No Coding™ et aucune configuration requise : utilisable immédiatement,
- Fonction Second-Chance™ : permet aux patients d'appliquer plus de sang sur la même bandelette réactive si le premier échantillon n'était pas suffisant,
- Plages de cibles HI/LO (élevé/bas) personnalisées,
- Récapitulatifs hebdomadaires HI/LO (élevé/bas) pour offrir une vue d'ensemble de votre glycémie actuelle,
- Moyennes sur 7, 14 et 30 jours,
- Marqueurs de repas pour vous aider à comprendre l'impact des aliments sur votre glycémie,
- Rappels sonores pour vous aider à ne pas oublier de faire un test après un repas,

### KIT :

- 1 : Lecteur de Glycémie
- 1 : Stylo autopiqueur
- 5 : Bandelettes
- 5 : Lancettes
- 1 : Pochette de rangement

Nom du produit : Glucomètre On Call Plus

**GC-OCP**



## Descriptif technique :

- On-Call-Plus lecteur de glycémie On-Call ® Plus
- Système de surveillance de la glycémie On-Call ® Plus système biocapteur offre des résultats précis, pratique et abordable. Choisissez entre deux différents On Call® systèmes pour mieux l'adapter à votre style de vie et de gérer votre diabète.

La nouvelle On-Call ® Plus système de capteurs bio offre:

- Des résultats fiables dans les 10 secondes
- 1 µL d'échantillon de sang contribue à minimiser la douleur
- Gestion avancée des données
- Auto-codage
- Mémoire de 300 testes avec date et heure
- Lecteur de glycémie

Nom du produit : Glucomètre Accu-Check Active

**GC-ACC**



## Descriptif technique :

- Instantané, facile, et sûr comme toujours- mais aujourd'hui avec un nouveau look! Le nouveau lecteur de glycémie

Accu-Chek Active se caractérise par :

- Plus de sécurité. Alerte d'expiration de la bandelette en vue de garantir des résultats fiables .
- Plus d'outils de gestion du diabète. Possibilité de marquer les tests et les moyennes préprandiaux et postprandiaux pour mieux comprendre l'effet des aliments sur la glycémie.
- Une mémoire plus grande. 350 résultats avec la date et l'heure.
- Plus de moyennes des résultats. Les moyennes sur les 7, 14 et 30 jours vous aident à suivre les tendances de votre taux de glucose.

Nom du produit : Bandelettes Contour Plus B/25

BD-CP25



**Descriptif technique :**

- Bandelettes réactives Pour la mesure de la glycémie dans le sang à utiliser avec les glucomètres: CONTOUR PLUS
- 25 bandelettes

Nom du produit : Bandelettes Contour Plus B/50  
**BD-CP50**



## Descriptif technique :

- Bandelettes réactives Pour la mesure de la glycémie dans le sang à utiliser avec les glucomètres: CONTOUR PLUS
- 50 bandelettes

Nom du produit : Bandelettes On Call Plus B/50

BD-OCP50



### Descriptif technique :

- Bandelettes réactives Pour la mesure de la glycémie dans le sang à utiliser avec les glucomètres:
  - On Call Plus II.
  - On Call Plus.
  - On Call EZ II.
- Fournies avec un code puce.

Nom du produit : Bandelettes Accu-Check Active B/25  
**BD-ACC25**




**Descriptif technique :**

- Bandelettes réactives Pour la mesure de la glycémie dans le sang à utiliser avec les glucomètres: ACCU-CHECK
- 25 bandelettes

Nom du produit : Lancettes jetables standard


**LAN-STD**



## Descriptif technique :

- Lancettes Glucomètre - 100 Unités Permettent de piquer le doigt sans douleur pour un test de glycémie
- (Il faut ajuster la profondeur de la lancette en fonction de son type de peau à l'aide des vitesses du stylo piqueur)

Nom du produit : Lancettes jetables compatibles Accu-Check  
**LAN-ACC**



**Descriptif technique :**

- Lancettes Glucomètre - 100 Unités Permettent de piquer le doigt sans douleur pour un test de glycémie
- (Il faut ajuster la profondeur de la lancette en fonction de son type de peau à l'aide des vitesses du stylo piqueur)

**Nom du produit :** Aiguille d'insuline 4mm Verifine

**A-INS-4MM**



### Descriptif technique :

- Les aiguilles pour stylos à insuline Verifine sont le produit de la plus haute qualité pour les diabétiques.
- Grâce à la technologie à paroi mince (TWT), ils permettent un flux d'insuline plus facile et plus rapide.
- Des parois à trois couches soumises à une couche interne en silicone électrolytique et recouvertes d'une couche de silicone permettent une pénétration facile et presque indolore de la peau et une injection d'insuline.
- Les aiguilles Verifine sont un produit stérile dû à l'irradiation à l'OE. Ils sont utilisés pour un usage unique.
- Les aiguilles pour stylo Verifine conviennent à toutes les hormones de stylo et de semelle couramment utilisées.
- Ils peuvent être utilisés chez les enfants et principalement pour les adultes.
- Le filetage précis de l'aiguille facilite le vissage et le retrait de l'aiguille du stylo à insuline.

**Nom du produit :** Aiguille d'insuline 6mm Verifine

**A-INS-6MM**



## Descriptif technique :

- Verifine aiguille pour stylo injecteur
- 6 mm × 31G
- conditionnement : en boîte de 100
- Les aiguilles pour stylos à insuline Verifine sont le produit de la plus haute qualité pour les diabétiques.
- Grâce à la technologie à paroi mince (TWT), ils permettent un flux d'insuline plus facile et plus rapide.
- Des parois à trois couches soumises à une couche interne en silicone électrolytique et recouvertes d'une couche de silicone permettent une pénétration facile et presque indolore de la peau et une injection d'insuline.
- Les aiguilles Verifine sont un produit stérile dû à l'irradiation à l'OE. Ils sont utilisés pour un usage unique.
- Les aiguilles pour stylo Verifine conviennent à toutes les hormones de stylo et de semelle couramment utilisées.
- Ils peuvent être utilisés chez les enfants et principalement pour les adultes.
- Le filetage précis de l'aiguille facilite le vissage et le retrait de l'aiguille du stylo à insuline.

Nom du produit : Aiguille d'insuline 8mm Verifine

**A-INS-8MM**



**Descriptif technique :**

- Stylo à insuline aiguille stérile jetable l'aiguille.
- palstic est rapide et pratique d'injection d'insuline.
- L'insuline aiguilles pour stylo sont faciles à utiliser.

**Nom du produit :** Tensiomètre électronique brassard Dr. SHULLER  
**TENS-DR-SH**



### Descriptif technique :

- Tensiomètre à Bras
- Très grand écran LCD pour une visualisation facile avec des lectures claires et précises.
- Les gros caractères et les symboles simples facilitent la lecture, quel que soit l'angle
- Le brassard de pressurisation automatique permet des lectures plus rapides et plus faciles que les tensiomètres traditionnels (nécessite 4 piles AA)

Nom du produit : Tensiomètre électronique poignet Konfort

**TENS-KONF**



**Descriptif technique :**

- Tensiomètre automatique pour le poignet
- - Gonflage intelligent
- - Ecran large
- - 60 enregistrements

Nom du produit : Brassard pour tensiomètre adulte

**BRA-STD**



**Descriptif technique :**

- Brassard monotube pour la mesure de la tension artérielle.
- Peut être utilisé sur le moniteur patient ou le tensiomètre.

# INFORMATIONS GENERALES

Chers clients,

Cette nouvelle version de la **Newlab'Brochure** a pour objectif de vous rapprocher de nos produits et de vous donner une vision globale des principaux produits que nous commercialisons.

Pour plus de détails sur les produits, vous pouvez demander **nos fiches produits** auprès de nos commerciaux.

La **Newlab'Brochure** n'est pas exhaustive et il convient de nous consulter en cas de besoin.

Nous veillons ainsi continuellement à introduire régulièrement **de nouveaux produits** et **références** en adéquation avec **les besoins de nos clients**.

Nos conditions de **vente** et de **livraison** se présentent comme suit :

- **Newlab Technologies** s'engage à servir ses clients dans les meilleurs délais sur tout le territoire marocain à travers ses **propres moyens** ou à travers **son partenaire de distribution** qui garantit **des tarifs préférentiels** à ses clients.
- Les **modes de règlement** sont à définir avec nos clients en fonction des besoins et des commandes.
- Vous pouvez **passer votre commande** en nous contactant **par téléphone** ou en contactant directement **nos commerciaux** :

**+212 522 295 297 / +212 661 141 884 / +212 661 638 683 /  
+212 661 607 020 / +212 668 968 322**

- Vous pouvez également nous adresser vos commandes **par mail** aux adresses suivantes :

**s.newlab@gmail.com / commercial.newlab@gmail.com**

***L'équipe commerciale***



**Siège social & Showroom :**

49 rue Arraihane Beauséjour  
20 200 Casablanca Maroc

**Tél :** +212 522 295 297

**Fax :** +212 522 295 294

**Mail :** [s.newlab@gmail.com](mailto:s.newlab@gmail.com)

**Site web :** [www.newlab.ma](http://www.newlab.ma)