

Nom du produit : Fauteuil roulant électrique pour adulte

FE-1



**Disponible avec assise de couleur noire*

Descriptif technique :

- Mode manuel et électrique
- Armature en Epoxy couleur grise
- Cadre pliable
- Freins arrêt sur roues arrières
- Accoudoirs détachables
- Repose pieds détachables
- Dossier pliable
- 1 ceinture de sécurité intégrée
- Manette rétractable
- 2 petites roues d'équilibrages
- Dimensions carton ~ 84 x 44 x 80 cm
- Assise en toile de **couleur noire**
- Dimension assise ~43-45 cm
- Vitesse avant ~ 0-6 km/h
- Vitesse arrière ~ 0-3 km/h
- Puissance du moteur : 250Wx2
- Autonomie moyenne ~15-20km
- Durée de charge ~ 6h
- Batterie : 12V - 12AH x2
- Dimension des pneus :
 - arrière ~ 55 cm
 - avant ~ 25 cm
- Capacité max. ~ 120 Kg
- Poids net ~ 52 kg / brut ~ 59 kg