


Nom du produit : Glucomètre Contour Plus

GC-CP



Descriptif technique :

- Précis : fournit des résultats proches de ceux obtenus en laboratoire afin que vous puissiez effectuer vos tests en toute confiance,
- No Coding™ et aucune configuration requise : utilisable immédiatement,
- Fonction Second-Chance™ : permet aux patients d'appliquer plus de sang sur la même bandelette réactive si le premier échantillon n'était pas suffisant,
- Plages de cibles HI/LO (élevé/bas) personnalisées,
- Récapitulatifs hebdomadaires HI/LO (élevé/bas) pour offrir une vue d'ensemble de votre glycémie actuelle,
- Moyennes sur 7, 14 et 30 jours,
- Marqueurs de repas pour vous aider à comprendre l'impact des aliments sur votre glycémie,
- Rappels sonores pour vous aider à ne pas oublier de faire un test après un repas,

KIT :

- 1 : Lecteur de Glycémie
- 1 : Stylo autopiqueur
- 5 : Bandelettes
- 5 : Lancettes
- 1 : Pochette de rangement