

Nom du produit : Glucomètre On Call Plus

GC-OCP



Descriptif technique :

- On-Call-Plus lecteur de glycémie On-Call ® Plus
- Système de surveillance de la glycémie On-Call ® Plus système biocapteur offre des résultats précis, pratique et abordable. Choisissez entre deux différents On Call® systèmes pour mieux l'adapter à votre style de vie et de gérer votre diabète.

La nouvelle On-Call ® Plus système de capteurs bio offre:

- Des résultats fiables dans les 10 secondes
- 1 µL d'échantillon de sang contribue à minimiser la douleur
- Gestion avancée des données
- Auto-codage
- Mémoire de 300 testes avec date et heure
- Lecteur de glycémie