



Nom du produit : Lit d'hospitalisation électrique 3 positions avec ridelles en aluminium
LHE-1



Descriptif technique :

- Lit d'hospitalisation avec télécommande de contrôle
- Sommier en époxy
- Plan de couchage à 4 sections
- Tête et pieds de lits amovibles en ABS
- 2 ridelles rabattables en aluminium
- 4 roulettes en ABS avec freins à pédale de 12,5cm de diamètre
- 1 potence télescopique en Inox amovible
- 4 emplacements pour potence
- Relève-buste : 0-80° (+/- 5°)
- Relève-jambes : 0-40° (+/- 5°)
- Système avancé de 3 moteurs électriques
- Voltage : 220 V
- Fréquence : 50 Hz
- Dimensions plateforme : 1920 x 840 mm
- Dimensions extérieures : 2100 mm x 970 x (255-655) mm
- Poids total admissible : 200kg

