


Nom du produit : Lit d'hospitalisation électrique 3 positions avec ridelles en ABS premium
LHE-3



Descriptif technique :

- Lit d'hospitalisation avec télécommande de contrôle
- Sommier en époxy
- Plan de couchage à 4 sections
- Tête et pieds de lits amovibles en ABS avec design premium
- 4 "bumpers" latéraux de diamètre 65 mm
- 4 ridelles rabattables en ABS avec design premium
- 4 roulettes en ABS avec freins à pédale de 12,5cm de diamètre
- 1 potence télescopique en Inox amovible
- 4 emplacements pour potence
- Relève-buste : 0-75° (+/- 5°)
- Relève-jambes : 0-46° (+/- 5°)
- Système avancé de 3 moteurs électriques
- Voltage : 100-240 V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Dimensions plateforme : 1925 x 900 mm
- Dimensions extérieures : 2085 mm x 1025 x (430-740) mm
- Poids total admissible : 250kg

