

**Nom du produit :** Lit d'hospitalisation manuel 3 positions

**LHM-2**



## Descriptif technique :

- Lit d'hospitalisation avec 3 manivelles en plastique
- Sommier en époxy
- Plan de couchage à 4 sections
- Tête et pieds de lits amovibles en ABS
- 2 ridelles rabattables en aluminium
- 4 roulettes en ABS avec freins à pédale de 12,5cm de diamètre
- 1 potence télescopique en Inox amovible
- 4 emplacements pour potence
- Relève-buste : 0-75° (+/- 10°)
- Relève-jambes : 0-35° (+/- 10°)
- Dimensions plateforme : 1925 x 830 mm
- Dimensions extérieures : 2160 mm x 950 x (430-770) mm
- Poids total admissible : 250kg

