

**Nom du produit :** Lit de réanimation 5 positions

**LREA-1**



## Descriptif technique :

- Lit de réanimation avec télécommande de contrôle
- Commandes intégrées dans 2 ridelles latérales (intérieur et extérieur)
- Commande infirmière avec écran LCD, intégré au pied du lit
- Sommier en époxy
- Plan de couchage à 4 sections
- Tête et pieds de lits amovibles en ABS avec design premium
- 4 "bumpers" latéraux
- 4 ridelles rabattables en ABS avec design premium
- 4 roulettes double-face en ABS de 12,5cm de diamètre
- Système de freinage centralisé à pédales
- Système CPR manuel intégré
- 4 indicateurs d'angle : 0-80°
- 1 potence télescopique en Inox amovible
- 4 emplacements pour potence
- Relève-buste : 0-80° (+/- 5°)
- Relève-jambes : 0-40° (+/- 5°)
- Proclive / Déclive : +/-15° (+/-2°)
- Système avancé de 4 moteurs électriques
- Voltage : 220 V
- Fréquence : 50 Hz
- Dimensions plateforme : 1920 x 840 mm
- Dimensions extérieures : 2170 mm x 1000 x (430-710) mm
- Poids total admissible : 200kg

