

## Nom du produit : Lit de réanimation 5 positions avec télécommande intégrée premium LREA-3



### Descriptif technique :

- Lit de réanimation avec télécommande de contrôle
- Commandes intégrées dans 2 ridelles latérales (intérieur et extérieur)
- Commande infirmière intégrée au pied du lit
- Sommier en époxy
- Plan de couchage à 4 sections
- Tête et pieds de lits amovibles en ABS avec design premium
- 4 "bumpers" latéraux
- 4 ridelles rabattables en ABS avec design premium
- 4 roulettes double-face en ABS de 12,5cm de diamètre
- Système de freinage centralisé à pédales
- Système CPR manuel intégré
- 4 indicateurs d'angle : 0-90°
- Fonction de double régression
- 1 potence télescopique en Inox amovible
- 4 emplacements pour potence
- Relève-buste : 0-75° (+/- 5°)
- Relève-jambes : 0-32° (+/- 5°)
- Proclive / Déclive : +/-12°
- Système avancé de 4 moteurs électriques
- Voltage : 100-240 V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Dimensions plateforme : 1925 x 900 mm
- Dimensions extérieures : 2085 mm x 1025 x (455-745) mm
- Poids total admissible : 250kg

