

Nom du produit : Matelas à air alternatif

MAT-3



Descriptif technique :

- Matelas conçu pour la prévention et le traitement des escarres de 1er stade adéquat pour les traitements à long terme et à domicile
- Très facile à installer et à mettre en place
- Nombre de cellules : 130
- Dimensions : 2000 x 900 x 70 mm
- Poids maximal admissible : 135 kg
- Le matelas est accompagné d'une pompe électrique de qualité supérieure (marquage CE)
- Voltage : 110-220 V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Fourchette de pression : 40-100 mmHg
- Pression de sortie : 6-7 L/min
- Dimensions de la pompe : 270 x 130 x 105 mm