



**Nom du produit :** Résine orthopédique NEALCAST Plus

NHC-2F  
NHC-3F  
NHC-4F  
NHC-5F



## Descriptif technique :

- Résine #1 au Japon, en Corée & aux USA
- Bandage de coulée synthétique léger en fibre de verre tissée et résine de polyuréthane activée par l'eau
- Grande « moulabilité » et bonnes extensibilité et adhérence
- Application facile
- Hygiène améliorée : irritation évitée grâce à la nature poreuse de NEALCAST Plus

NHC-2F	5cmx3.6m	NHC-4F	10cmx3.6m
NHC-3F	7.5cmx3.6m	NHC-5F	12cmx3.6m