



Nom du produit : Table d'accouchement télescopique

TACC-1



Descriptif technique :

- Table d'accouchement à 2 sections
- Table télescopique
- Structure en époxy
- 1 matelas antifeu, imperméable en polyuréthane d'épaisseur 10 cm facile à nettoyer
- Section du corps fixe avec 4 piètements en caoutchouc
- Section des jambes avec 2 roues
- 2 jambières ajustables
- Section du corps de dimensions : 1060 x 710 x 800 mm
- Section des jambes de dimensions : 920 x 680 x 640 mm