



**Nom du produit :** Table de chevet combinée (avec table à manger intégrée)

**TC-5**



### Descriptif technique :

- Table de chevet fixe en résine phénolique
- Facile à nettoyer
- 1 tiroir de rangement
- 1 étagère centrale ouverte de rangement
- 1 placard de rangement
- Peut contenir des effets personnels (thermos, trousse de toilette, documents, ...)
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- Table à manger intégrée dirigeable avec une poignée
- Hauteur maximale de la table à manger : 950 mm
- Dimensions : 510 x 480 x 750 mm