

Nom du produit : Table d'examen électrique à 2 sections

TEX-2



Descriptif technique :

- Table d'examen électrique à 2 sections à hauteur réglable par télécommande
- Structure en époxy
- Sellerie capitonnée en polyuréthane, recouverte en simili cuir
- 1 coussin repose-tête
- 1 support pour drap d'examen (en option)
- Relève buste réglable par crémaillère
- Ajustement relève-buste : 0-75°
- 2 roulettes directionnelles
- Système de freinage central par barre-pédale
- Contrôle à pédales en option
- Poids maximal admissible : 150kg
- 1 moteur électrique de qualité supérieure
- Alimentation : 100-240V, 50/60Hz
- Dimensions : 1810 x 680 x (480-850)mm

