



**Nom du produit :** Table gynécologique en métal

**TGYN-1**



### Descriptif technique :

- Table d'examen gynécologique en époxy, à hauteur fixe
- Sellerie garnie de mousse et simili cuir noir
- Châssis en tube rond en époxy
- Cadre en époxy
- Réglage du relève buste par crémaillère sur 10 positions
- 1 cuvette amovible en inox
- 2 poignets de maintien
- 2 jambières
- 1 paire d'étriers
- Relève-buste : 0-35° ( $\pm 10^\circ$ )
- Relève-jambes : 0-90° ( $\pm 10^\circ$ )
- Dimensions : 1800 x 500 x 750 mm

