



Nom du produit : Table gynécologique en inox

TGYN-2



Descriptif technique :

- Table d'examen gynécologique en inox, à hauteur fixe
- Sellerie garnie de mousse et simili cuir noir
- Châssis en tube carré en inox
- Cadre en acier inoxydable
- Réglage du relèvement buste par crémaillère sur 10 positions
- 1 cuvette amovible en inox
- 2 poignets de maintien
- 2 jambières
- 1 paire d'étriers
- Relèvement buste : 0-70° ($\pm 10^\circ$)
- Relèvement jambes : 0-90° ($\pm 10^\circ$)
- Dimensions : 1820 x 500 x 800 mm

